



# MASKEPI - MÁSCARAS COVID-19

---

## Máscara MASKEPI Descartável Tripla C/ ELÁSTICO

### **Descrição**

A máscara MASKEPI é confeccionada em conformidade com as exigências apresentadas pela Lei nº 13.969, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 327, de 24 de março de 2020, as quais estabelecem as devidas medidas de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão para o enfrentamento da COVID-19.

### **Composição**

Confeccionada em TNT – Tecido não Tecido 100% polipropileno;  
dispõe lateralmente de dois elásticos de 0,25 mm do tipo roliço recobertos com algodão que se prendem atrás da orelha de usuários.  
clips nasal em arame plastificado com PVC chato 0,50 mm que se destinam ao apoio e a ajustes à face.

### **Especificações Técnicas**

Confeccionado inteiramente em TNT- Tecido Não Tecido com três camadas, a saber: 1) Micragem de 50g na parte externa; 2) Micragem de 20g ou 23g ou 16g no meio, atuando como filtro; e 3) Micragem de 20g ou 23g ou 16g na parte da face, proporcionando mais maciez ao rosto do usuário.

100% polipropileno.

BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) de aproximadamente 96%

Atóxica.

Estilo: Retangular

Atóxico.

Cor: Branca.

Comprimento: 17,5 cm

Largura: 9 cm

Cor: Branca

Espessura: 16g/m<sup>2</sup>

Embalagem: 30 unid.

### **Recomendações**

Para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. Por ser de material descartável, seu uso deve ser único. Recomenda-se ainda a troca da máscara a cada 2 horas.

### **Armazenagem**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

### **Mais Informações**

Desempenho previsto nos Requisitos Gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis.

O uso da máscara de proteção é recomendado às pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, espirros ou dificuldades em respirar. A utilização serve para evitar a transmissão de partículas para as pessoas ao seu redor e no momento em que for procurar o atendimento médico.

De acordo com o Ministério da Saúde, o uso da máscara somente é efetivo se for associado a hábitos de higiene, entre eles a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel.